

# Entnahmeheber mit zwei separaten LN2-Entnahmestellen und zwei separaten Steigrohren



**EK-1V-1MAG**  
Best. Nr. 2610-D4

bestehend aus:

- 1 x EK = Heber
- 1 x LN2-Ablasshahn mit Übergangverschraubung
- 1 x Magnetventil für LN2 mit Übergangverschraubung
- 1 x Druckablasshahn

**EK-1V-1MAG-SV**  
Best Nr. 2610-D5

bestehend aus:

- 1 x EK = Heber
- 1 x LN2-Ablasshahn mit Übergangverschraubung
- 1 x Magnetventil für LN2 mit Übergangverschraubung
- 1 x Druckablasshahn
- 1 x Überdruckventil 0,5bar



**EK-1V-1MAG-SVL**  
Best. Nr. 2610-D6

bestehend aus:

- 1 x EK = Heber
- 1 x LN2-Ablasshahn mit Übergangverschraubung
- 1 x Magnetventil für LN2 mit Übergangverschraubung
- 1 x Druckablasshahn
- 1 x Überdruckventil 0,5bar mit Verlängerung

